

ANNEXE 2.2 :

Les masques chirurgicaux (ou masques médicaux, masques de soins ou masques anti-projections) - 30 juin 2008 -

Porteurs des masques	<ul style="list-style-type: none"> - Patients contagieux : Malades (cas possibles ou confirmés) dès que contact avec soignant ou personne l'approchant de moins de 2 mètres - Personnes se rendant dans un lieu public : Autres patients ou clients entrant dans la pharmacie
Rôle(s) de ces masques	<ul style="list-style-type: none"> - Piéger les gouttelettes de salive et les sécrétions des voies respiratoires émises par celui qui le porte et ainsi prévenir la contamination de l'entourage et de l'environnement du patient contagieux lorsque le masque est porté par celui-ci ; - Protéger le porteur contre la transmission du virus par gouttelettes pour prévenir la contamination par le patient contagieux et par l'environnement.
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dispositifs médicaux de classe I avec deux types de masques : <ul style="list-style-type: none"> - Masques élastiques à très haute filtration (préférables pour ceux ayant des traits de visage irréguliers ou anguleux) : sous forme d'un rectangle avec une couverture plissée permettant une bonne extension et avec, à chaque angle, une lanière pour l'attacher ou des attaches élastiques à passer derrière les oreilles. Une tige métallique située sur le haut d'un des grands côtés permet, en se pliant, l'adaptation aux contours supérieurs du nez. - ou masques préformés à haute filtration, masque parfois équipé d'une visière protégeant les yeux.
Réglementation européenne (Directive européenne 93/42/CEE)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indications inscrites de manière indélébile sur l'emballage final : <ul style="list-style-type: none"> - le marquage CE (inscription obligatoire) ; - le numéro de la norme « EN 14683 » (fortement recommandé) ; - le type de masque IIR. Il correspond à une efficacité de filtration bactérienne du matériau filtrant $\geq 98\%$. Il n'y a pas d'évaluation des fuites au visage. La mention R signifie que le masque est résistant aux écroussures.
Circonstance(s) d'utilisation	Lors des phases de transmission interhumaine pré-pandémique (Situations 4A, 4B, 5A et 5B) et pandémique (Situation 6)
Conseils de stockage et d'utilisation	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A stocker à l'abri de l'humidité et de la chaleur. ▪ Respecter les consignes précises suivantes : <ul style="list-style-type: none"> - Appliquez le côté du masque avec le raidisseur au-dessus du nez en présentant les plis vers l'extérieur. - Nouez les liens supérieurs derrière la tête, au-dessus des oreilles - Abaissez la partie du masque sous le menton. - Nouez les liens en bas de la nuque ou passer les attaches élastiques autour des oreilles. - Serrez le raidisseur de la partie supérieure pour épouser les contours de l'arête du nez au plus près de la peau. - Ils doivent englober à la fois le menton et le nez. - A usage strictement unique. - A jeter dès que mouillé, souillé ou mal positionné sur le visage. (durée de protection comprise entre 3 et 8 heures mais difficilement supporté au-delà de quelques heures (voir recommandations du fabricant). - L'enfermer dans un sac plastique avant de le jeter dans une poubelle placée à cet effet. - Se laver soigneusement les mains.
Liste des fournisseurs	Consulter la fiche : « Liste des fournisseurs français de masques chirurgicaux ».

- ANNEXE 2.2 :

Liste des fournisseurs français de masques chirurgicaux Liste non exhaustive provenant du Ministère de la Santé et des Solidarités (mise à jour le 06.02.06)

Cardinal Health

6, avenue Louis Pasteur
78310 Maurépas
France

Tél : 01 30 05 34 65
Fax : 01 30 05 34 91
Contact : **André Germaine**

France Scurité

ZA Les Bordes
4, rue Gustave Flaubert
91070 Bondoufle
France

Tél : 01 60 86 65 40
Fax : 01 60 86 65 39
Contact : **Daniel Limousin**

Ustinesy Freres

28, avenue de Fontcouverte
84000 Avignon
France

Tél : 04 90 13 62 05
Fax : 04 90 13 62 01
Contact : **Patrick Justinesy**

Kimberly Clark

26, rue Amengaud
BP 201
92210 Saint Cloud
France

Tél : 01 41 12 14 35
Fax : 01 41 12 14 03
Contact : **Patrice Lebrun**

Kolmi

7, rue de la Chanterie
49 124 Barthélémy d'Anjou
France

Tél : 02 41 96 34 34
Fax : 02 41 96 34 53
Contact : **Philippe Allard**

Lch Medical

7, rue de Thionville
75019 Paris
France

Tél : 01 42 03 96 76
Fax : 01 42 03 78 78
Contact : **Hervé Liebermann**

Molnlycke

Parc du Moulin - BP 42
120, avenue Clément Adler
59118 Wambrechies
France

Tél : 03 20 12 25 47
Fax : 03 20 12 25 56
Contact : **Patrice Ferrand**

Sacla*

ZI des Rosarges
420, rue de la Dombes
01700 Les Echets
France

Tél : 04 72 26 23 24
Fax : 04 72 26 23 20
Contact : **Beryll Pillot**

3m Santé

Avenue du 11 Novembre
45312 Pithiviers Cedex
France

Tél : 01 30 31 83 69
Fax : 01 30 31 84 8
Contact : **Karim Mansour**

Ces fournisseurs ont été sélectionnés par l'Unité centrale d'achats publics (UCAP).
(Source : site du Ministère de la Santé et des Solidarités, Dossier grippe aviaire :
www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/grippe_aviaire/sommaire.htm)